


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smyd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Número de artículo: CM0006979



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo SMYD3 para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con la proteína SMYD3 (49 kDa) humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en modificación de cromatina y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SMYD3
Observaciones/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64754
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SMYD3 humano (Q9H7B4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H7B4
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo