


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Smyd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H7B4

Número de artículo: CM0018187



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SMYD3 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Utilizado para la investigación de metilación de histonas y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMYD3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64754
ID de Gen	64754
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 del SMYD3 humano (NP_001161212.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H7B4
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo