

Anti-Snai1 (Snail) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Número de artículo: CM0029534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Snail humano (SNAIL1) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ortólogos de ratón y rata. Adecuado para investigación de TEM, cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Snail pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAIL1; dj710H13.1; Snail
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6615
GeneID	6615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de Snail humano (NP_005976.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95863
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo