

Anticuerpo Policlonal Anti-Snail Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95863

Número de artículo: CM0013823



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Snail humano (SNAI1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la transición epitelial-mesenquimal (EMT) y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo contra Snail
Observaciones/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Especie	Humano
GeneID (humano)	6615
GeneID	6615
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-267 de Snail humano (NP_005976.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95863
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo