

Policlonal Anti-Caracol (Snai1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095863

Número de artículo: CM0031065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Snail/SNAI1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre transición epitelial-mesenquimal y progresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Snail Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SNA; SNAH; SNAIL; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6615
GeneID	6615
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-267 del SNAI1 humano (NP_005976.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095863
Peso Molecular	29kDa
Envío	Bolsa de hielo