

Anticuerpo Policlonal Anti-Snap23 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O00161

Número de artículo: CM0018387



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SNAP23 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para el estudio de la fusión de membranas mediada por SNARE en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNAP23 Rabbit pAb
Notas/Alias	SNAP-23; SNAP23A; SNAP23B; HsT17016; SNAP23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8773
GeneID	8773
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de la SNAP23 humana (NP_003816.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00161
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo