

Anticuerpo Policlonal Anti-Snap25 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P60880

Número de artículo: CM0016370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SNAP25 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de la función sináptica y la liberación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNAP25 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SUP, RIC4, SEC9, SNAP, CMS18, RIC-4, SNAP-25, bA416N4.2, dJ1068F16.2, SNAP25
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6616
ID de Gen	6616
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de SNAP25 humano (NP_570824.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60880
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo