

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Snap25 Para Wb, Elisa - P60880

Número de artículo: CM0006600



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra SNAP25 humano (P60880), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia y función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNAP25 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dj1068F16.2; SNAP25
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6616
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P60880
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo