

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snap29 Para Wb, Elisa - O95721

Número de artículo: CM0031079



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SNAP29 humano para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación sobre autofagia, fusión de membranas y ciliogénesis. 29kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNAP29 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEDNIK; SNAP-29; SNAP29
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-258 del SNAP29 humano (NP_004773.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95721
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo