

Anticuerpo Policlonal Anti-Snape2 Para Wb Y Elisa - Q13487

Número de artículo: CM0022730

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNAPC2, una subunidad clave del complejo proteico activador de snRNA. Validado para western blot y ELISA, reconoce SNAPC2 humano y de ratón (~36 kDa). Ideal para estudios de regulación de la transcripción y desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNAPC2 Rabbit pAb
Notas/Alias	SNAP45; PTFDELTA; SNAPC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6618
GeneID	6618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-100 de SNAPC2 humano (NP_003074.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13487
Peso Molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo