

Anticuerpo Policlonal Anti-Snapin Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095295

Número de artículo: CM0014039

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana SNAPIN (SNAPAP, BLOC1S7), una proteína asociada a SNARE involucrada en la biogénesis de lisosomas y el tráfico de vesículas. Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad hacia humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra SNAPIN
Observaciones/Alias	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23557
GeneID	23557
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de SNAPIN humano (NP_036569.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095295
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo