

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Snd1 [Validado Por Ko] Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzf4

Número de artículo: CM0005766



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-SND1 [Validado por KO] para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la endonucleasa de miRNA de 102 kDa y al coactivador transcripcional p100/TDRD11. Ideal para la investigación de regulación génica y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SND1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27044
GeneID	27044
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-285 del SND1 humano (NP_055205.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7KZF4
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo