

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snd1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kzf4

Número de artículo: CM0030480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SND1 humano, validado por knockout. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reconoce SND1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de degradación de miRNA y regulación transcripcional. Materia prima IVD de alta calidad de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] pAb de Conejo SND1
Observaciones/Alias	p100; TDRD11; Tudor-SN; D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27044
GeneID	27044
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-285 de SND1 humano (NP_055205.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7KZF4
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo