


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snip1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q8Tad8

Número de artículo: CM0018846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNIP1 humano, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Es esencial para el corte y empalme del pre-ARNm, la señalización de NF-κB y la biogénesis de miARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SNIP1 pAb de conejo
Observaciones/alias	PML1; PMRED; NEDHCS; SNIP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	79753
ID del gen	79753
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de SNIP1 humano (NP_078976.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q8TAD8
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo