

Anticuerpo Policlonal Anti-Snrk Para Wb Y Elisa - Q9Nrh2

Número de artículo: CM0020933



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo SNRK de alta calidad validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con humano y ratón. Objetivo: cinasa relacionada con SNF implicada en la proliferación hematopoyética y la apoptosis neuronal. Para uso en investigación y IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSNFRK; SNRK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54861
GeneID	54861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-240 del SNRK humano (NP_060189.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NRH2
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo