

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snrnp200 Para Wb, Elisa - 075643

Número de artículo: CM0024755



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNRNP200 humano (helicasa U5-200KD), validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación del espliceosoma y estudios de mecanismos de empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SNRNP200
Observaciones/Alias	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23020
GeneID	23020
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1947-2136 de SNRNP200 humano (NP_054733.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075643
Peso Proteico	245kDa
Envío	Bolsa de hielo