

Anticuerpo Policlonal Anti-Snrnp35 Para Wb, Elisa - Q16560

Número de artículo: CM0018524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNRNP35 humano (proteína de 35 kDa de la snRNP U11/U12). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad frente a muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación del espliceosoma y del corte y empalme del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNRNP35 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
Especie	Humana
GeneID (humano)	11066
GeneID	11066
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de SNRNP35 humano (NP_073208.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q16560
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo