


Anticuerpo Policlonal Anti-Snrnp40 Para Wb, Elisa - Q96Di7

Número de artículo: CM0021370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo altamente específico contra SNRNP40 humano (40K, WDR57, PRP8BP), un componente central del espliceosoma U5 snRNP. Validado para Western blot y ELISA, con amplia reactividad cruzada mamífera con ratón y rata. Ideal para la investigación de empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRNP40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9410
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-357 de SNRNP40 humano (NP_004805.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DI7
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo