

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Snrnp70 Para Wb Y Elisa - P08621

Número de artículo: CM0007136



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a SNRNP70, validado para inmunotransferencia (western blot) y ELISA, con reactividad en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación del ensamblaje del espliceosoma y de la partícula U1 snRNP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] SNRNP70 Anticuerpo Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
Especie	Humano
GeneID (humano)	6625
GeneID	6625
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de SNRNP70 (NP_003080.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08621
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo