

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Snrnp70 Para Wb, Elisa - P08621

Número de artículo: CM0015106



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a SNRNP70 (U1-70K) humano, un componente clave del spliceosoma U1 snRNP. Validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Para aplicaciones de IVD y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRNP70 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6625
GeneID	6625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de SNRNP70 humano (NP_003080.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo