

Anticuerpo Policlonal Anti-Snrpa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09661

Número de artículo: CM0013216



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SNRPA1 de alta calidad para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios del espliceosoma y del corte y empalme del pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo SNRPA1
Observaciones/alias	Lea1, U2A', SNRPA1
Especie	Humana
GenelD (humano)	6627
GenelD	6627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de SNRPA1 humano (NP_003081.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P09661
Peso molecular	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo