


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snrpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14678

Número de artículo: CM0023188



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNRPB (Sm B/B'), una proteína spliceosomal central. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Para estudios de empalme y procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SNRPB
Observaciones/Alias	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Especie	Humana
GeneID (humano)	6628
GeneID	6628
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SNRPB humano (NP_003082.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14678
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo