

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snrpb2 Para Wb, Elisa - P08579

Número de artículo: CM0027801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNRPB2 humano (U2B''), validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio del empalme de pre-mRNA y la función del espliceosoma. 25kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRPB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Msl1; U2B''; SNRPB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6629
GeneID	6629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de SNRPB2 humano (NP_003083.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08579
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo