

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snrpd3 Para Wb, Elisa - P62318

Número de artículo: CM0018272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNRPD3 (Sm-D3), una proteína central del espliceosoma. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del corte y empalme del pre-ARNm y el procesamiento del ARNm de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNRPD3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
Especie	Humano
GeneID (humano)	6634
GeneID	6634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 8-121 de SNRPD3 humano (NP_001265585)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62318
Peso molecular de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo