

Anticuerpo Policlonal Anti-Snrpe Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Número de artículo: CM0030661



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la SNRPE humana (proteína E de la ribonucleoproteína nuclear pequeña). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios de empalme de pre-ARNm y espliceosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRPE Conejo pAb
Observaciones/Alias	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Especie	Humano
ID del Gen	6635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la SNRPE humana (NP_003085.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62304
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo