

## Anticuerpo Policlonal Anti-Snrpf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Número de artículo: CM0015242



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNRPF humano (proteína ribonucleoproteica nuclear pequeña F), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios de empalme de pre-ARNm y snRNP.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SNRPF Conejo pAb                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 6636                                                                                                                             |
| GeneID              | 6636                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de SNRPF humano (NP_003086.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | P62306                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 10kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |