


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Snx1 Para Wb, Elisa - Q13596

Número de artículo: CM0009529



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la nexina de clasificación-1 humana (SNX1/VP55). Inmunógeno recombinante (aa 1-100), validado para WB y ELISA. Detecta una banda de 59kDa. Esencial para investigar la clasificación de carga dependiente del retrómero y las vías de tráfico endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo SNX1
Observaciones/Alias	VP55; HsT17379; SNX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6642
GeneID	6642
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SNX1 humano (Q13596).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13596
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo