


## Anti-Snx1 Rabbit Pab Para Wb - Q13596

Número de artículo: CM0025990



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNX1 humano (Sorting nexin-1), validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta una banda de 59 kDa y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de tráfico intracelular y del retromero.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | SNX1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | VP55; HsT17379; SNX1                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                           |
| ID de gen (Humano)  | 6642                                                                                                                             |
| ID de gen           | 6642                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del SNX1 humano (NP_003090.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | Q13596                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 59kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |