


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snx13 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W8

Número de artículo: CM0018462



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SNX13 humano, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta SNX13 en muestras humanas y de ratón, con un peso molecular predicho de 112 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SNX13
Observaciones/Alias	RGS-PX1; SNX13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23161
GeneID	23161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-230 de SNX13 humano (NP_055947.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5W8
Peso Proteico	112kDa
Envío	Bolsa de hielo