

Anticuerpo Policlonal Anti-Snx15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrs6

Número de artículo: CM0030098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNX15 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 38 kDa implicada en el tráfico intracelular. Adecuado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNX15 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSAF001435; SNX15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29907
GeneID	29907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-342 de SNX15 humano (NP_037438.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRS6
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo