

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snx3 Para Wb Y Elisa - O60493

Número de artículo: CM0028191



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNX3 humano (Sorting nexin-3), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Adecuado para estudios sobre tráfico endosomal, función del complejo retromer y señalización WNT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SNX3
Observaciones/Alias	SDP3; Grd19; MCOP58; SNX3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8724
GeneID	8724
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-162 de SNX3 humano (NP_003786.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60493
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo