


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snx32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

Número de artículo: CM0029633



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SNX32 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Participa en el tráfico endosomal y la expansión de neuritas; ideal para estudios de neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SNX32
Observaciones/Alias	SNX6B; SNX32
Especie	Humano
GeneID	254122
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 218-285 de SNX32 humano (NP_689973.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86XE0
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo