


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snx5 Para Wb, Elisa - Q9Y5X3

Número de artículo: CM0013646



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a SNX5 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el tráfico intracelular y la función del retromero.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNX5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SNX5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27131
GeneID	27131
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 145-404 del SNX5 humano (NP_055241.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5X3
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo