


Anticuerpo Policlonal Anti-Snx7 Para Wb, Elisa - Q9Unh6

Número de artículo: CM0027391



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a SNX7 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en endocitosis y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-SNX7
Observaciones/Alias	SNX7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51375
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-330 de SNX7 humano (NP_057060.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UNH6
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo