


Anticuerpo Policlonal Anti-Snx9 Para Wb Y Elisa - Q9Y5X1

Número de artículo: CM0018563



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNX9 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con SNX9 humano, de ratón y de rata, relevante para estudios de endocitosis y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNX9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Especie	Humano
ID del gen (humano)	51429
ID del gen	51429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de SNX9 humano (NP_057308.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9Y5X1
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo