

Anticuerpo Monoclonal Anti-Soat1 Para Wb, Elisa - P35610

Número de artículo: CM0006898



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SOAT1 humana (esterol O-aciltransferasa 1, ACAT-1), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación sobre el metabolismo del colesterol, el ensamblaje de lipoproteínas y la absorción de colesterol dietético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SOAT1
Observaciones/Alias	ACAT; SOAT; STAT; ACACT; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Especie	Humana
GeneID	6646
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-104 de la SOAT1 humana. (NP_003092.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P35610
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo