

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Soat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35610

Número de artículo: CM0029108



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo SOAT1 (ACAT-1) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Dianas del metabolismo del colesterol; 65 kDa. Adecuado para la investigación de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACAT, SOAT, STAT, AACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Especie	Humano
GeneID	6646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 del SOAT1 humano (NP_003092.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35610
Peso Proteico	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo