

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Socs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15524

Número de artículo: CM0025412

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOCS1 humano (JAB/SSI-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización JAK/STAT y la regulación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SOCS1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JAB; CIS1; SSI1; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
Especie	Humano
GenelD	8651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del SOCS1 humano (NP_003736.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15524
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo