


Anticuerpo Monoclonal Anti-Socs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14508

Número de artículo: CM0004013



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SOCS2 validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano y rata. Reconoce al supresor de la señalización de citocinas 2, un regulador de la ubiquitinación y degradación del receptor de la hormona de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOCS2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STAT2; SOCS2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8835
GeneID	8835
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 del SOCS2 humano (NP_001257400.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14508
Peso proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo