

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Socs3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14543

Número de artículo: CM0015312

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOCS3 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta SOCS3 de ratón y rata. Adecuado para la investigación de la señalización JAK/STAT y la regulación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOCS3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9021
GenelD	9021
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14543
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo