

Anticuerpo Monoclonal Anti-Socs7 Para Wb, Elisa - O14512

Número de artículo: CM0007025

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo SOCS7 validado para WB y ELISA. Dirigido a SOCS7 humano, un adaptador de ligasa E3 de 63kDa que regula la señalización de citoquinas e insulina. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo SOCS7
Observaciones/Alias	NAP4; NCKAP4; SOCS7
Especie	Humano
ID del Gen	30837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de SOCS7 humano (NP_055413.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14512
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo