


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sod1 Para Wb, Elisa - P00441

Número de artículo: CM0003655



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SOD1 humano (Superóxido dismutasa [Cu-Zn]), validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar el estrés oxidativo, los mecanismos antioxidantes y enfermedades neurodegenerativas como la ELA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validado] mAb de Conejo SOD1
Observaciones/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6647
GeneID	6647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-154 de SOD1 humano (NP_000445.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00441
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo