


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Sod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00441

Número de artículo: CM0007586



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Anti-SOD1 reconoce específicamente la superóxido dismutasa [Cu-Zn] humana (SOD1). Es adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA en investigación de estrés oxidativo y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-SOD1 de conejo
Observaciones/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Especie	Humana
ID genético (Humano)	6647
ID genético	6647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-154 de la SOD1 humana (NP_000445.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P00441
Peso proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo