


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sod1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00441

Número de artículo: CM0017307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SOD1 humana (superóxido dismutasa Cu-Zn). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Elimina radicales tóxicos y desintoxica el sulfuro de hidrógeno. Ideal para investigación sobre estrés oxidativo y enfermedades neurodegenerativas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6647
GeneID	6647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-154 de la SOD1 humana (NP_000445.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00441
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo