


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sod2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Número de artículo: CM0020359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SOD2 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la superóxido dismutasa [Mn] humana, de ratón y de rata, una enzima antioxidante mitocondrial clave. Ideal para la investigación del estrés oxidativo y las enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; SOD2
Especie	Humana
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-222 de la SOD2 humana (NP_000627.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P04179
Peso molecular	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo