

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Soga1 Para Wb, Elisa - 094964

Número de artículo: CM0020361

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Anti-SOGA1 (WB, ELISA) de CamelBio reconoce SOGA1 (MTCL2) humano, de ratón y de rata, un factor de entrecruzamiento de microtúbulos implicado en la mitosis y la autofagia. Ideal para investigación y desarrollo de ensayos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOGA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140710
GeneID	140710
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-750 de SOGA1 humano (NP_542194.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	094964
Peso proteico	160 kDa
Envío	Bolsa de hielo