


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Receptor De Somatostatina 2 (Sstr2) Para Wb, Elisa - P30874

Número de artículo: CM0002714



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2/SRIF-1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de señalización de GPCR y tumores neuroendocrinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SST2; Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6752
ID de Gen	6752
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 302-369 del Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) humano (NP_001041.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30874
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo