

Anticuerpo Policlonal Anti-Somatotropina (Gh1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01241

Número de artículo: CM0025874



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hormona del crecimiento humana (somatotropina/GH1). Para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de control del crecimiento y de IGF1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GH1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GH; GHN; GH-N; GHB5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	2688
ID del Gen	2688
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de GH1 humana (NP_000506.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01241
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo