


Anticuerpo Policlonal Anti-Son De Conejo (Wb/Elisa) - P18583

Número de artículo: CM0023425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína SON humana (264kDa), validado para Western Blot (WB) y ELISA. SON es una proteína de unión a ARN involucrada en el empalme de ARNm de transcritos del ciclo celular y reparación del ADN. Ideal para investigación de expresión génica y empalme.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SON Conejo pAb
Observaciones/Alias	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Especie	Humano
GeneID (humano)	6651
GeneID	6651
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 850-950 de SON humano (NP_001278340.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P18583
Peso Proteico	264kDa
Envío	Bolsa de hielo