

Anticuerpo Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15465

Número de artículo: CM0003907



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Sonic Hedgehog (Shh) de CamelBio es un anticuerpo monoclonal para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. Inmunógeno: péptido sintético. Para investigación en biología del desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sonic Hedgehog (Shh) mAb de conejo
Observaciones/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6469
ID del gen	6469
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre las posiciones 200 y 300 del Sonic Hedgehog (Shh) humano (Q15465).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15465
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo